

Numéro d'article	080208
Prix HT	51,08 €
Prix TTC	61,81 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

Peha-Soft nitrile est un gant d'examen stérile, sans latex et sans poudre, à usage unique. La version stérile du gant sans poudre en nitrile Peha-Soft est spécialement conçue pour le changement de pansements, le cathétérisme et l'intubation. Le gant sans poudre en nitrile Peha-Soft convient à une utilisation dans de nombreuses situations hospitalières.

Les gants de haute qualité, sans latex ni poudre, offrent aux patients et aux utilisateurs une protection fiable contre les bactéries, les virus et les allergies causées par le latex.

Le matériau des gants offre un haut niveau de protection contre les virus et les bactéries, même en présence de virus très contagieux (confirmé par l'ASTM). De plus, le gant en nitrile sans poudre Peha-soft peut être utilisé en laboratoire et pour désinfecter les surfaces (conforme à la norme EN 374). Le gant Peha-Soft est conforme à la norme EN 455 et convient donc parfaitement à l'examen sûr et hygiénique des patients. Le gant sans poudre en nitrile Peha-Soft est idéal pour une utilisation polyvalente dans les hôpitaux - même en cuisine (confirmé par ISEGA et RAL). Le gant sans poudre en nitrile Peha-Soft convient pour une utilisation en tant que dispositif médical selon EN 455 et comme protection individuelle selon EN 374 catégories I et II.

Propriétés du gant en nitrile sans poudre Peha-Soft

Les gants d'entretien Peha-Soft sont faits de caoutchouc nitrile bleu extrêmement doux. Le revêtement en polymère à l'intérieur les rend faciles à enfiler et à enlever. La surface texturée autour des doigts garantit une prise en main optimale. Les gants d'entretien en nitrile Peha-Soft sont très élastiques et extrêmement résistants à la déchirure. Ils ont un excellent ajustement et une grande dextérité. Ils se portent aussi bien à gauche qu'à

droite.

Renseignements supplémentaires

<u>Taille</u>	<u>Numéro d'article</u>
S	9422111
M	9422121
L	9422131