



Numéro d'article	080203
Prix HT	9,95 €
Prix TTC	12,04 €
Stock	en stock

Description

Gants Peha-Soft en nitrile sont des gants sans latex extrêmement doux en caoutchouc nitrile synthétique.

Peha-Soft sont des gants d'examen idéaux avec une bonne prise en main, résistants à la déchirure, faciles à enfiler et avec un ajustement optimal.

Les gants en nitrile Peha-Soft sont idéaux pour les allergies

Les gants sont faits de nitrile et sont sans poudre et sans latex. Elles sont donc idéales pour les personnes allergiques aux protéines de latex (allergie de type I) ou hypersensibles à la poudre à gants. Les gants peuvent être utilisés comme appareil médical selon la norme EN 455 et comme équipement de protection individuelle selon la norme EN 374, catégorie III - pour une utilisation en laboratoire et pour la manipulation de produits chimiques et désinfectants. Les gants Peha-Soft sont adaptés au contact alimentaire.

Propriétés:

- Fabriqué en caoutchouc nitrile synthétique
- Latex et sans poudre et sans allergènes de latex (protéines) de type I
- Qualifié de dispositif médical
- Qualifié comme équipement de protection individuelle catégorie III
- Protection contre les germes et les virus
- Testé contre les produits chimiques, par exemple les désinfectants et les agents cytostatiques
- Haute sensibilité tactile, matériau particulièrement doux pour un ajustement optimal
- Testé selon EN 455, EN 420, EN 374, EN 16523, ASTM F1670 et ASTM F1671
- Sécurité alimentaire (ISEGA Institute for Research and Development, Ashaffenburg, et RAL German Institute for Quality Assurance and Certification)
- Particulièrement adapté à la cuisine car la couleur violette est immédiatement remarquée

Comment déterminer la taille de vos gants?

- Placez un ruban à mesurer sur vos articulations.
- Tournez la paume de votre main pour que le ruban soit à l'intérieur de votre paume.
- Qu'il traverse.
- Vous pouvez maintenant voir la circonférence de la paume de votre main.
- Mesurer la distance des deux mains.
- Dans le tableau, vous pouvez voir quelle taille convient le mieux à votre circonférence.

<u>Taille</u>	<u>Circonférence de la main</u>	<u>Référence</u>	<u>Boîte pliante</u>
XS	16,5 cm	942195	150 unités
S	18 cm	942196	150 unités
M	19 cm	942197	150 unités
L	20,5 cm	942198	150 unités
XL	21,5 cm	942199	150 unités