




Numéro d'article	016014
Prix HT	3,65 €
Prix TTC	4,42 €
Stock	sur commande

Description

Quickpad est un distributeur pratique, rempli de 150 lingettes alcoolisées. Le distributeur Quickpad peut être utilisé comme collecteur d'aiguilles après utilisation.

Détails du produit

- Facile à manipuler, idéal pour le nettoyage de la peau avant l'injection, les tests sanguins, les perfusions...
- Les tampons molletonnés sont saturés d'alcool d'isopropyle à 70 %.
- La fente étroite prévient l'évaporation.
- Dimensions 50 x 50 x 80 mm, contient 150 tampons.