



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numéro d'article</b> | 265235   |
| <b>Prix HT</b>          | 2,39 €   |
| <b>Prix TTC</b>         | 2,89 €   |
| <b>Stock</b>            | en stock |

## Description

---

Les lingettes Swash Cleansing Wipes sont des lingettes humides extra larges qui nettoient la peau en douceur mais en profondeur. Idéales pour un usage quotidien. La lotion contient du jojoba, un ingrédient apaisant qui garde la peau douce, hydratée et soignée. Grâce à leur grand format (30 x 20 cm), une seule lingette suffit souvent pour nettoyer entièrement la zone intime.

### Mode d'emploi

- Si vous le souhaitez, vous pouvez chauffer le paquet pendant 20 secondes à 800 watts au micro-ondes (emballage fermé) avant utilisation.
- Vérifiez la température des lingettes avant utilisation.
- Utilisez une lingette par partie du corps, comme indiqué ci-dessus.
- Les lingettes sont à usage unique.

- Dans les plis profonds de la peau, la peau doit être séchée avec un mouchoir en papier.
- Notez la date et l'heure sur le paquet. Se conserve 48 heures après ouverture, puis jetez-le.
- Chaque paquet doit être utilisé de manière personnelle.

Principaux avantages :

- Lingettes nettoyantes humides pour un usage quotidien
- Nettoyage doux après l'incontinence, idéal pour la zone intime
- Contient du jojoba pour apaiser et hydrater la peau
- Lingette extra large de 30 x 20 cm
- Disponible avec ou sans parfum
- Certifié CE pour un usage professionnel

Swash Cleansing – pour une peau fraîche et soignée à chaque lavage.