



Numéro d'article	1642032
Prix HT	14,83 €
Prix TTC	17,94 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Un chiffon de nettoyage résistant et absorbant qui peut être utilisé de manière répétée sans se déchirer. Il est disponible en différentes couleurs pour éviter les risques de contamination croisée.

Multi-usages – convient à la plupart des tâches de nettoyage

- Peut être utilisé de manière répétée sans se déchirer
- Efficace avec les détergents
- Certifié pour le contact alimentaire
- Pour dispenser W8