

Wip'Anios Excel - 100 lingettes désinfectantes biodégradables (18x20cm)

08/10/2025 10:54:11



Numéro d'article	016236
Prix HT	15,30 €
Prix TTC	18,51 €
Stock	en stock

Description

Wip'Anios Excel lingettes sont imprégnés d'une solution nettoyante et désinfectante pour nettoyer et (pré)désinfecter les équipements médicaux.

- 100% viscose biodégradable
- Le désinfectant ne contient pas de substances CMR, de parfum ou d'alcool.
- Large spectre virucide
- LINGETTES À USAGE UNIQUE

Indication

Traitement des surfaces (ex. structures externes des équipements : respirateurs, générateurs d'hémodialyse...), des dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs*, et essuyage des gaines d'endoscopes lors du traitement préliminaire avant immersion pour nettoyage et désinfection.

Caractéristique

- Composition: 100% viscose
- Taille: 180 x 200mm
- Volume du liquide de désinfection : 5 ml Surfa'Safe per towel

Composition

Lingettes imprégnées d'une solution détergente et désinfectante : Chlorure de didécyl diméthyl ammonium (N°CAS 7173-51-5 : 3 mg/g), tensioactifs non ioniques, agent séquestrant, excipients.

Mode d'emploi

1) Prendre une lingette et bien refermer le devidoir. 2) Appliquer la lingette sur la zone à traiter. Utiliser une secondes lingette si nécessaire. Respecter le temps de contact selon l'activité recherchée. 3) Laisser sécher. Le rinçage est inutile sauf en cas de contact prolongé avec la peau ou les muqueuses. Bien refermer l'emballage après chaque ouverture.

Extra Informatie

Le liquide se compose de chlorure de didécyl diméthyl ammonium, de chlorhydrate de polyhexaméthylène-biguanure, de tensioactifs cationiques et amphotères, de séquestrants et de liants.