



Numéro d'article	000653
Prix HT	18,17 €
Prix TTC	21,99 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Actimove Support de poignet - Sport - réglable - Noir

Support de poignet Actimove avec boucle de pouce

Pour les poignets faibles ou blessés

Soulage la douleur et favorise la guérison grâce à

- Chaleur équilibrée et compression médicale

- Confort de port et respirabilité grâce à un matériau de haute qualité à séchage rapide
- Sans néoprène, fabriqué avec la technologie COOLMAX® AIR
- Le soutien peut être ajusté par Velcro pour un plus grand confort, quelle que soit l'activité
- Maintient les mains sèches et confortables grâce à la paume ouverte
- Taille universelle
- Peut être porté à gauche et à droite

Indications:

- Poignets faibles, douloureux et fatigués
- Surmenage
- Entorses et foulures légères
- Arthrite
- Soutien lors des activités quotidiennes

Afbeeldingen



3D-Diamond voering met COOLMAX® AIR

