



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 075176              |
| <b>Prix HT</b>          | 91,65 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 110,90 €            |
| <b>Stock</b>            | Plus que 1 en stock |

## Description

*VEUILLEZ TOUJOURS FOURNIR LES DIMENSIONS CI-DESSOUS, POUR UNE DÉTERMINATION CORRECTE DE LA TAILLE, SVP*

- Circonférence de la cheville
- Circonférence à la hauteur de la partie la plus épaisse du veau
- Circonférence au creux du genou
- La longueur du sol au creux du genou
- Chaussette à orteil ouvert ou fermé
- Couleur désirée

VenoTrain<sup>®</sup> soft - Le bas de contention souple à fort effet VenoTrain<sup>®</sup> Soft offre des propriétés de port particulièrement agréables grâce à son tricot à mailles fines, doux pour la peau. Le traitement spécial crée l'effet SoftVital : la peau est massée en douceur et la circulation sanguine est stimulée. Les veines sont comprimées et massées.

- Pour prévenir les varices
- Massages et stimulants
- Dans l'habillement et le sur-mesure

## Le masseur de jambes

Après une opération ou en cas de faiblesse des veines, les bas de contention thérapeutiques aident à transporter le sang vers le cœur et à éviter ainsi la formation de varices. En outre, VenoTrain<sup>®</sup> Soft dorlote les jambes avec un massage. Son effet spécial donne une agréable sensation de port et stimule la circulation sanguine.

## Durable et respectueux de la peau

VenoTrain<sup>®</sup> Soft est disponible en trois couleurs différentes et dans de nombreux designs différents. Les modèles ne nécessitent que peu d'entretien et ont une longue durée de vie.

## Propriétés particulières de VenoTrain<sup>®</sup> Soft

- Matière vitalisante - Tricotage respectueux de la peau
- Polyvalent - Pour elle et lui
- Idéal pour les soins postopératoires
- Grande stabilité - Longue durée de vie