

<b>Numéro d'article</b>	053006
<b>Prix HT</b>	42,60 €
<b>Prix TTC</b>	51,55 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

---

Le système UFS est un matériau d'attelle en liège prêt à l'emploi et jetable, développé de manière innovante et applicable dans un large éventail d'indications.

**En raison de ses propriétés uniques, les attelles sont adaptées à l'immobilisation pendant toute la durée du traitement du patient.**

Le système est confortable, facile et rapide à utiliser, sans poussière et entièrement perméable aux rayons X. A utiliser en combinaison avec un bas de coton et éventuellement un rembourrage. Si nécessaire, coupez à la taille voulue et fixez ensuite avec un bandage (par exemple coban). Pour les membres supérieurs (main, poignet, coude et épaule) et les membres inférieurs (cheville et genou).