



<b>Numéro d'article</b>	075201M
<b>Prix HT</b>	54,45 €
<b>Prix TTC</b>	65,88 €
<b>Stock</b>	Plus que 2 en stock

## Description

CompreLe bas de compression décontracté avec un motif à la mode. Disponible en 3 couleurs différentes.

## Caractéristiques du bas de compression Casual Pattern

- Confortable toute la journée grâce à une teneur élevée en coton et un col agréable
- La technologie innovante de tricotage réduit les points de pression sur les jambes
- Un mélange de fils doux assure un confort supérieur
- Respirant pour améliorer la conformité

## Motif à carreaux attrayant et technique de tricotage unique

Assure le confort sans affecter votre style quotidien. Les bas de compression JOBST Casual Pattern présentent un motif en losange attrayant, créé grâce à notre technique de tricotage unique. Cette technique laisse moins de points de pression sur les jambes que

d'autres produits de compression à motifs. Le tissu doux et respirant est disponible en trois couleurs à la mode et offre à vos patients une alternative amusante aux bas de compression classiques. De plus, ils sont confortables à porter toute la journée. Les bas ne sont donc pas visibles dans la vie quotidienne du patient. ne ressemblent pas à un bas de compression classique, mais à un élément tendance de la tenue de votre patient. Motif à carreaux attrayant et technique de tricotage unique.

## Bas de compression en fibres naturelles de haute qualité

Les bas de compression JOBST Casual Pattern sont le complément parfait d'un look décontracté. Grâce à un mélange de fibres douces et naturelles, ils se sentent comme un bas normal, malgré le fait qu'ils offrent une compression médicale graduée. Afin de répondre aux attentes de vos patients, le bas de compression JOBST Casual Pattern a été développé comme un tissu extrêmement doux mais durable. Le mélange de fibres de haute qualité avec du coton biologique rend le modèle JOBST Casual Pattern confortable tout au long de la journée. Bas de compression en fibres naturelles de haute qualité.

### Niveaux de compression: 15-20mmHg

Bas de compression pour les jambes lourdes et fatiguées ayant tendance à gonfler et les patients ayant de légères varices. 15-20mmHg: classification CEAP CO - Ccl 1.

Circonférence en cm. Les tailles des bas de compression JOBST Casual Pattern conviennent aux hommes et aux femmes. Utilisez le tableau des tailles (qui se trouve dans la brochure) pour indiquer la taille exacte que vous souhaitez commander. Sur demande, également disponible en Ccl2-3 (20-30 mmHg) dans les 3 couleurs différentes.

[Les bas de compression sans motif en losange peuvent être trouvés ici.](#)