



<b>Numéro d'article</b>	075128
<b>Prix HT</b>	6,58 €
<b>Prix TTC</b>	7,96 €
<b>Stock</b>	Plus que 1 en stock

## Description

---

VenoTrain<sup>®</sup> Filet à linge - Sac à linge indestructible

**Filet à linge VenoTrain<sup>®</sup> protège votre bas de compression !**

Une protection sûre pour le lavage en machine : la pochette à fermeture éclair, en tissu à mailles particulièrement fines et résistant, aide à trier le linge et protège votre bas de compression.

- Une protection qui en vaut la peine
- Indestructible
- Pour 1 à 2 paires de bas