



Numéro d'article	050004
Prix HT	38,12 €
Prix TTC	46,13 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Bande plâtrée

Les bandes plâtrées Cellona[®] sont entièrement imprégnés après une courte immersion.

- Bobines de gaze très fines imprégnées de gypse
- Une onctuosité exceptionnelle qui les rend plus faciles à modeler.
- Pour les plâtres circulaires, pour l'immobilisation après des fractures, des opérations et des corrections orthopédiques.
- Pour le traitement des maladies des articulations et des os
- Prêt à l'emploi

Le plâtre peut être légèrement chargé après environ 30 minutes. Le plâtre est complètement durci après environ 24 heures. Les vents de bandages sont fournies dans un emballage imperméable à la vapeur d'eau.