



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 074931 |
| Prix HT | 12,99 € |
| Prix TTC | 15,72 € |
| Stock | Plus que 7 en stock |

Description

Dauerbinde[®] K, avec une prise en main ferme caractéristique

Bandage extensible pour une compression ferme

Également utilisé comme bandage de soutien et de soulagement des ligaments et des articulations.

- Grâce à la longue élongation, la pression de ces bandages peut être facilement ajustée.
- Facile à utiliser, suit bien tous les contours du corps, ne se froisse pas
- Pression élevée au repos (le pansement doit être retiré la nuit ou lorsque le patient est au repos)
- Une élasticité durable
- Couleur de la peau
- Extensibilité d'environ +180%.
- Lavable à 95°C