



Numéro d'article	050804
Prix HT	101,49 €
Prix TTC	122,80 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Fix Walker TD sans charnière. Grâce au renforcement métallique, latéral et de forme anatomique, tout est maintenu strictement en place.

Semelle large pour une stabilité maximale

- La conception de la semelle soutient le mouvement de foulée.
- Des renforts déformables pour un ajustement idéal.
- Des matériaux légers pour un plus grand confort.
- Montants latéraux réglables pour un ajustement idéal.

Disponible en différentes tailles

Pointure	Taille
< 35	X-Small

35 - 38	Small
39 - 43	Medium
44 - 47	Large
> 47	X-Large