



Numéro d'article	076020
Prix HT	13,36 €
Prix TTC	16,17 €
Stock	sur commande

Description

Pour la compression dans le traitement des oedèmes en phlébologie et en lymphologie. Peut également être utilisé pour les bandages fonctionnels en médecine du sport. Les compresses, les bandages ou le matériel sur mesure peuvent également servir de rembourrage pour les bandages et les attelles.

Idéal pour la compression dans le traitement des oedèmes

- Indiqué pour les oedèmes sévères, les thrombophlébites et après une sclérothérapie extensive des varices.
- Les pansements sont appliqués en vrac, en spirale, sans chevauchement.
- Un effet de compression supplémentaire est obtenu en appliquant un bandage élastique sur le bandage Komplex[®].
- Lors de l'utilisation de pansements Komplex[®] sur mesure, il faut veiller à ce que les bords soient aplatis pour éviter les points de pression.
- Avec du latex synthétique (styrène-butadiène)

- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau