



| | |
|-------------------------|---------------------|
| Numéro d'article | 212072W |
| Prix HT | 198,26 € |
| Prix TTC | 239,89 € |
| Stock | Plus que 1 en stock |

Description

Polar Pacer est une montre de course GPS qui offre au coureur moderne toutes les fonctions essentielles, plus quelques extras dont ils ont besoin pour faire une seule chose: courir.

Le Polar Pacer possède tous les éléments nécessaires à tout coureur.

Avec le Polar Pacer, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin du début à la fin : rythme, temps, distance, plus quelques autres fonctions nécessaires pour vous permettre de continuer à courir. Affichage clair pour une lisibilité optimale dans toutes les conditions. Visualisez clairement vos statistiques grâce à l'écran couleur réfléchissant MIP (memory-in-pixel) et à l'écran ultra-fin Gorilla Glass 3.0.

Avec une fréquence cardiaque optique avancée

Le Polar Pacer est doté d'un puissant processeur central amélioré. Un nouveau

processeur avec plus de mémoire. Technologie optique avancée de suivi de la fréquence cardiaque. Suivez chaque battement avec Polar Precision Prime - notre technologie de surveillance de la fréquence cardiaque au poignet, mondialement reconnue. Léger, fin, facile à utiliser et esthétiquement plaisant à utiliser, tout en étant beau.

Le Polar Pacer peut effectuer une charge rapide et un transfert de données rapide.

Charge 2.0 se fixe magnétiquement à votre montre Polar Pacer et se recharge le temps que vous mettiez votre équipement. GPS précis et batterie longue durée La nouvelle conception de l'antenne permet de suivre chaque pas avec une précision accrue - pour une durée d'entraînement pouvant atteindre 100 heures. Applications de sommeil et de récupération automatiques. Voyez comment votre corps récupère la nuit en fonction de la qualité, de la durée et du temps que vous passez dans chaque phase de sommeil. Applications de style de vie intelligent. Contrôle de la musique, notifications push et compatibilité avec des applications tierces pour vous connecter à vos applications de course préférées.

Spécifications techniques:

- Dimensions et poids: 45 x 45 x 11,5 mm - 40 g
- Matériau: boîtier en polymère renforcé de fibres de verre. Boutons et corps en aluminium.
- Écran: Écran couleur avec verre Gorilla et revêtement anti-empreintes digitales.
- Batterie: batterie Li-pol 265mAh. Autonomie de la batterie jusqu'à 35 heures en mode entraînement
- GPS: GPS intégré, GLONASS, Galileo, QZSS. GPS assisté pour des temps de localisation rapides. Altitude barométrique, pente, inclinaison et déclin.
- Connectivité: Bluetooth Low Energy. Câble USB personnalisé pour la recharge et la synchronisation des données.
- Montre: Heure et date. Alarme avec répétition.
- Capteurs: Compatible avec tous les capteurs de fréquence cardiaque BLE standard, les capteurs de cadence et de puissance de course, et les capteurs de vitesse, de cadence et de puissance de cyclisme.
- Bracelets: bracelet en silicone de 20 mm avec boucle en aluminium. Compatible avec tout bracelet standard de 20 mm.
- Résistance à l'eau: résistant à l'eau jusqu'à 50m (adapté à la natation).
- Tailles: S: circonférence du poignet 125-190 mm - M/L: circonférence du poignet 135-220 mm

Contenu de l'emballage:

- Montre de course Polar Pacer GPS (y compris les bracelets de taille S et M-L)

- Câble de chargement
- Manuel d'utilisation
- Fiche d'information

Quelle est la différence entre le Polar Pacer Pro et le Polar Pacer?

Les deux montres de course ont des fonctions presque identiques. Seul le Polar Pacer Pro est destiné aux coureurs sérieux et expérimentés et dispose de quelques fonctions supplémentaires. Les fonctions supplémentaires sont le guidage routier, l'alimentation au poignet et le baromètre intégré. La Polar Pacer ne dispose pas de ces fonctions, ce qui rend la montre de course plus adaptée aux coureurs débutants. Mais la montre de course contient toujours toutes les fonctions essentielles dont un coureur a besoin.