



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 050290              |
| <b>Prix HT</b>          | 34,00 €             |
| <b>Prix TTC</b>         | 41,14 €             |
| <b>Stock</b>            | Plus que 4 en stock |

## Description

Un plâtre synthétique pour une immobilisation rigide. Sûr, propre et rapide à appliquer. Il combine les avantages d'un confort accru et d'une mobilité accrue.

**Le bandage consiste en un réseau de fibres de verre tricotées avec une résine brevetée pour faciliter l'utilisation.**

### Caractéristiques

- Facile à appliquer
- Excellente modélisation
- Léger et confortable
- Durable
- Couleur blanche

Pour une immobilisation rigide