

Barre d'appui à ventouses - double - en ABS haute résistance - 89 cm

08/10/2025 12:50:37



Numéro d'article	150202
Prix HT	50,82 €
Prix TTC	61,49 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

La poignée sert à soutenir les mouvements naturels, par exemple pour entrer et sortir de la douche. La poignée n'est pas conçue pour supporter tout le poids du corps.

Le support mural mobile peut être monté et démonté en quelques secondes, sans perçage ni vissage.

Les deux puissantes ventouses sont pressées fermement sur une surface lisse et non poreuse. Les leviers à vide sont poussés vers le bas et la poignée est verrouillée. Lorsque l'indicateur est réglé sur le vert, il est fermement fixé. Si l'indicateur est moitié vert / moitié rouge ou complètement rouge, cela indique que la poignée n'est pas fermement attachée. La poignée doit alors être rattachée. Cette poignée innovante peut être installée rapidement n'importe où, sans perçage ni vissage. Produit de qualité supérieure en ABS très résistant, avec indicateur de succion "vert/rouge" breveté pour une meilleure sécurité. Ventouses brevetées (Ø 93 mm). Convient pour un poids maximum de 85 kg et pour un poids latéral maximum de 60 kg.