



Numéro d'article	2111WI
Prix HT	81,82 €
Prix TTC	99,00 €
Stock	Plus que 4 en stock

Description

La BBrain Basic Analogique est une horloge pour la démence qui affiche l'heure, le jour, la partie de la journée et la date de manière traditionnelle.

Rappels préprogrammés

- Médicaments: Médicaments du matin, de l'après-midi et du soir
- Horaires de repas et de boissons: Petit-déjeuner, déjeuner, dîner, boire de l'eau, manger des fruits
- Rythme du jour et de la nuit: Lever, sieste, sommeil
- Activités quotidiennes: Rappels pour écouter de la musique, lire un livre, regarder la télévision, jouer à un jeu, promener le chien ou appeler un ami ou un parent. Il y a également un rappel pour consulter votre emploi du temps quotidien.
- Fêtes: Anniversaire de l'utilisateur, Noël et Nouvel An

Ceux-ci peuvent être programmés à différentes fréquences :

- Une fois par jour
- Lundi à vendredi
- Samedi et dimanche
- Les jours fériés sont répétés annuellement

Informations pratiques BBrain Basic Analogique

- Régler et accrocher
- Les dimensions du BBrain Basic Analogique sont de 25 cm x 17 cm.
- L'affichage est de 22 x 12,5 cm.
- Alimentation par adaptateur secteur, pas besoin de se soucier de la charge ou des piles.
- Les informations que vous avez réglées sont conservées lorsque l'horloge est déconnectée du secteur.