



<b>Numéro d'article</b>	190170
<b>Prix HT</b>	67,80 €
<b>Prix TTC</b>	82,04 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Un coussin de soutien n'augmente pas seulement le confort, mais est aussi une aide dans la prévention des escarres. L'oreiller de positionnement peut également être utilisé comme oreiller de soutien pendant la grossesse lors de l'allaitement ou de l'alimentation au biberon.

## Remplissage de coussin de soutien

Le remplissage du coussin de positionnement est constitué de petites billes de polyester. Ils sont dimensionnellement stables, ignifuges, écologiques et assurent un bon équilibre de température et d'humidité à l'intérieur du coussin. Les petites balles rondes assurent une circulation d'air suffisante. Ils répartissent automatiquement et uniformément la pression exercée sur l'oreiller. De cette façon, l'oreiller peut être placé dans n'importe quelle position et soutenir le corps de manière solide.

# Couverture du coussin de positionnement

La housse du coussin de positionnement est réalisée dans un tissu bi-élastique hydrofuge. Il est également antibactérien, antiacarien et ignifuge. Il est constitué de PU et est lavable avec n'importe quel désinfectant.

## Recouvrir le coussin de positionnement

Nous recommandons toujours de travailler avec une taie d'oreiller extérieure facilement amovible au moyen d'une fermeture à boutons-pression sur la face inférieure de l'oreiller ou d'une fermeture éclair. Ce matériau est fait d'un tissu extensible résistant à l'humidité, au feu, au lavage à l'eau bouillante, très solide et durable.