



<b>Numéro d'article</b>	150342
<b>Prix HT</b>	66,06 €
<b>Prix TTC</b>	79,93 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Un drap de transfert est une aide qui permet à l'aidant de déplacer facilement les personnes dans les limites du lit. En outre, les bâches sont utiles pour les transferts en position couchée. La charge physique lors du déplacement des personnes est très élevée pour les soignants. Afin de prévenir les plaintes, il est fortement recommandé d'utiliser un drap de transfert.

**ReadySlide est une feuille coulissante mince, pliable et très facile à utiliser qui facilite divers types de transferts.**

Le drap est, entre autres, utile pour les transferts en position couchée, le positionnement dans un fauteuil ou un fauteuil roulant et pour l'application de sangles de levage. Le drap de transfert est fabriqué avec le matériau de glissement unique ULF<sup>®</sup> (Ultra Low Friction) de Handicare et offre donc une solution pour les transferts les plus exigeants. Les tapis coulissants de dimensions [110 x 90 cm](#) ou 110 x 70 cm sont les plus adaptés à l'utilisateur avec l'aide d'un ou deux soignants, en hauteur ou en se retournant dans le lit. Le modèle plus petit peut être utilisé pour se retourner dans le lit, pour se coucher plus

haut ou pour les transferts entre le lit et le fauteuil roulant ou les toilettes. ATTENTION : Utilisez un oreiller coulissant uniquement pour déplacer ou repositionner et non pour soulever !