



Numéro d'article	190145
Prix HT	295,49 €
Prix TTC	357,54 €
Stock	Plus que 6 en stock

Description

Matelas anti-décubitus à cellules interchangeables et pompe réglable.

Le matelas à cellules de remplacement PIUMA-UP est recommandé pour la prévention et le traitement des escarres dans la deuxième phase, dans les thérapies à long terme et les remèdes à domicile.

Le matelas est alternativement gonflé et dégonflé cellule par cellule dans un délai de 12 minutes. Les points de contact alternés avec l'épiderme effectuent un massage délicat qui permet une bonne circulation sanguine et une bonne oxygénation des tissus, empêchant ainsi la formation d'escarres. Un bouton sur la pompe permet d'ajuster facilement la pression au poids du patient. Les 18 cellules sont en nylon et en PVC, ont une hauteur de 10,2 cm et sont très confortables. Les cellules sont attachées au moyen de boutons. Ils sont facilement remplaçables en cas de bris. Le matelas est lavable. Il peut être facilement fixé à tous les types de lits grâce aux crochets métalliques plastifiés

situés à l'arrière.

Caractéristiques Matelas alternant

- Poids maximum du patient: 100 kg.
- Dimensions du matelas: 200cm x 87cm x 10cm sans les rabats.
- Le matelas se compose de 18 cellules (12 cm de haut lorsqu'il est gonflé).
- Les cellules peuvent être achetées séparément en cas de bris.
- Les cellules sont fixées au matelas à l'aide de boutons poussoirs.
- Livré avec une housse de protection lavable.