

Matelas pour lit à domicile - rembourrage standard PU - Housse intégrale en promust PU HD - 90x198x14cm

08/10/2025 15:47:18



Numéro d'article	150278
Prix HT	229,41 €
Prix TTC	277,59 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Ce matelas peut être utilisé pour aider à prévenir les escarres chez les patients présentant un risque nul ou faible. Le matelas répond aux besoins des personnes qui perdent leur autonomie, sont incapables de se mobiliser seules ou sont alitées. Le matelas peut supporter un poids de 30 à 120 kg pour le patient.

Principales caractéristiques

- Matelas moulé d'une seule pièce en polyuréthane hautement résilient avec 4 côtés coupés.
- Densité: 34 kg / m³.
- Le matelas est doté d'une housse entièrement amovible et lavable.
- Dimensions du matelas: 198 x 88 x 14 cm.

- Poids du matelas: 9,5 kg