



Numéro d'article	140204SG
Prix HT	549,00 €
Prix TTC	664,29 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

- Fabriqué en matériau Tex de haute qualité: la surface robuste et hydrofuge est résistante à de nombreux acides et autres substances.
- Facile à nettoyer: De l'eau et du savon suffisent.
- Grand confort de portage - même en cas de charge lourde - grâce aux sangles de portage rembourrées et ergonomiques.
- Tenue sécurisée par une sangle de poitrine supplémentaire.
- Compartiment séparé pour ordinateur portable à l'intérieur.
- Compartiment de base stable avec deux séparateurs d'espace amovibles.
- Deux compartiments de rangement supplémentaires avec couvercle transparent et fermeture éclair tout autour.
- Compartiment intérieur avec diviseurs variables pour les petits équipements.
- Deux poches extérieures avec boucles variables pour une organisation parfaite.
- Pochette extérieure pour les cartes de visite.

Spécifications

	POIDS	DES MESURES
SAC À DOS	2.200 g	35x23x46 cm
2 COMPARTIMENTS	120 g	14x17x10 cm