



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 140204R      |
| <b>Prix HT</b>          | 549,00 €     |
| <b>Prix TTC</b>         | 664,29 €     |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

- Fabriqué en matériau Tex de haute qualité: la surface robuste et hydrofuge est résistante à de nombreux acides et autres substances.
- Facile à nettoyer: De l'eau et du savon suffisent.
- Grand confort de portage - même en cas de charge lourde - grâce aux sangles de portage rembourrées et ergonomiques.
- Tenue sécurisée par une sangle de poitrine supplémentaire.
- Compartiment séparé pour ordinateur portable à l'intérieur.
- Compartiment de base stable avec deux séparateurs d'espace amovibles.
- Deux compartiments de rangement supplémentaires avec couvercle transparent et fermeture éclair tout autour.
- Compartiment intérieur avec diviseurs variables pour les petits équipements.
- Deux poches extérieures avec boucles variables pour une organisation parfaite.
- Pochette extérieure pour les cartes de visite.

# Spécifications

|                 | POIDS   | DES MESURES |
|-----------------|---------|-------------|
| SAC À DOS       | 2.200 g | 35x23x46 cm |
| 2 COMPARTIMENTS | 120 g   | 14x17x10 cm |