

Nestlé ThickenUp Gel Express

Epaississant instantané - Pompe inclus - 450ml

08/10/2025 08:57:55



Numéro d'article	4701
Prix HT	20,84 €
Prix TTC	25,22 €
Stock	en stock

Description

Nestlé ThickenUp Gel Express is een kant-en-klaar, vloeibaar verdikkingsmiddel voor het snel en hygiënisch verdikken van dranken en vloeibare voeding. Ideaal voor mensen met dysfagie (slikproblemen), zowel in de thuiszorg als in medische omgevingen.

Easy. Fast. Effective.

Dankzij de gebruiksvriendelijke doseerpomp doseer je snel en nauwkeurig, zonder knoeien. Zo bereid je in een handomdraai dranken met de juiste consistentie. De gel is amylase-resistent, wat betekent dat de verdikte structuur stabiel blijft in de mond en niet uiteenvalt door speekselenzymen.

Bewaarvoorschrift

Bewaren op een koele en droge plaats. Na opening, gebruiken binnen 8 weken. Na

bereiding, binnen 4 uur consumeren indien bewaard op kamertemperatuur of binnen 24 uur indien bewaard in de koelkast. Goed schudden voor opening.