



Numéro d'article	150207
Prix HT	143,58 €
Prix TTC	173,73 €
Stock	sur commande

Description

Avec cette potence de lit ou ces perroquets, vous pouvez facilement vous hisser et vous déplacer dans le lit. Cela permet d'éviter les désagréments tant pour l'utilisateur que pour le soignant. Mais non seulement au-dessus d'un lit, mais aussi en s'asseyant sur une chaise par exemple, un perroquet de lit peut enlever beaucoup d'inconfort.

Le perroquet de lit vous permet de vous lever facilement d'un lit ou d'une chaise.

La potence du lit est en métal et possède un pied en forme de U avec deux branches horizontales distantes de 70 cm l'une de l'autre. Le diamètre du tube est de 4 cm. La potence du lit peut supporter un poids maximum de 80 kg et est réglable en hauteur de 200 à 220 cm. Le perroquet a une très bonne stabilité et possède une poignée en plastique réglable en hauteur. Cela est utile pour se lever plus facilement et fournir un point d'appui plus stable. La potence de lit ne nécessite aucun entretien particulier, si ce n'est un contrôle régulier de la structure pour la sécurité de l'utilisateur et est facile à nettoyer. Poids: 7 kg.