



Numéro d'article	190160
Prix HT	69,33 €
Prix TTC	83,89 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Pompe à basse pression pour antidécubitus KIT référence [190140](#)

Caractéristiques techniques Pompe alternant

- Alimentation électrique: 230V 50 Hz
- Pression: 50-105 mmHg(2psi)
- Câble d'alimentation: 3 m
- Livraison par avion: 5-6 l / min
- Durée du cycle: 6 minutes
- Dimensions: L 25 cm x l 13 cm x H 9,5 cm
- Poids: 1,6 kg