



Numéro d'article	190166H
Prix HT	166,69 €
Prix TTC	201,69 €
Stock	Plus que 7 en stock

Description

Coussin de siège Repose 45 x 45cm + pompe + housse de protection

Le coussin de siège Repose avec pompe et housse de protection assure une répartition idéale de la pression grâce à la combinaison de matériau élastique en polyuréthane et de l'air.

Utilisation:

- Répartition efficace de la pression chez les patients présentant un risque (élevé) d'escarres
- Répartition efficace de la pression chez les patients présentant des lésions tissulaires liées à la pression ou des escarres (le traitement de ces lésions nécessite toujours un suivi clinique)

- Répartition efficace de la pression chez les patients souffrant de douleurs
- Repose n'est pas utilisé chez les patients pesant plus de 139 kg
- Repose n'est pas utilisé chez les patients présentant une fracture vertébrale instable (suspectée)

Caractéristiques du coussin de siège Repose:

- Spécialement conçu pour être utilisé dans un fauteuil ou une chaise longue
- 7 pneus en polyuréthane remplis d'air et reliés entre eux
- Surface de pression maximale et répartition optimale de la pression, forces de pression minimales
- Réduction des forces de cisaillement et de frottement
- Possibilité d'aération rapide
- Sangle de fixation au siège ou à la chaise
- Convient à une large gamme de chaises, fauteuils roulants et fauteuils relax réglables