



Sacoche de guidon avec imprimé floral- 7 liter - 34 x 14 x 23 cm - Bleu - TOT EINDE VOORRAAD

08/10/2025 06:33:42

Numéro d'article	140603BL
Prix HT	58,41 €
Prix TTC	70,68 €
Stock	en stock

Description

Sac de vélo multifonctionnel/ Mallette pour votre guidon – Contenu: 7 Litre – 34 x 14 x 23 cm Plus besoin de conduire et de chercher une place de parking en ville, prenez maintenant le vélo avec ces sacoches de vélo pratiques.

Sac à main, à bandoulière et mallette élégant en un

Ce sac de vélo est un élégant sac à main, à bandoulière et mallette en un, avec un imprimé élégant. Ce sac de vélo est idéal pour le travail et le privé. Une promenade à vélo jusqu'à la terrasse en ville ou pour votre visite à domicile à vos patients.

Doublure intérieure et une poche à glissière

Le sac a un robuste sac doublure intérieure et une poche à glissière avec un contenu de 7 Litre. Assez d'espace pour vos besoins quotidiens ou le stockage de votre matériel médical. Le polyester hydrofuge garde le contenu du sac sec dans une petite pluie. L'imprimé floral crée un look très tendance. Grâce à sa bandoulière détachable, le sac peut également être porté en bandoulière.

Amovible

Le sac de soins est facile à retirer ou à fixer au guidon grâce au système BasEasy Cela est possible grâce à la plaque d'adaptation BasEasy prémontée sur le sac. Le système de

fixation BasEasy (non inclus) est fixé sur le guidon de votre vélo. Le support s'adapte également à la plupart des vélos de ville, qu'il s'agisse de vélos pour femmes ou pour hommes. [Cliquez ici pour commander le système de montage correspondant BasEasy pour cette sac.](#)

Eigenschappen

- Modèle : Sac pour le guidon
- Double ou simple : Simple
- Convenable pour: Vélo électrique, vélo de ville, vélo de randonnée
- Activité : Messages, Sortir, Médical, Vivre/travailler
- Matériau : Plastique
- Couleur: Bleu
- Systeem: BasEasy
- Ook te gebruiken als: Schoudertas
- Application: guidon
- Fermeture du compartiment principal: Fermeture éclair
- Étanche
- Possibilité de sangles à dégagement rapide : Oui
- Amovible: Oui
- Poignée: Oui
- Capacité de charge : Max. 2,5 kg
- Garanti: 2 ans
- Compartiment intérieur : Oui