



Numéro d'article	150284
Prix HT	206,04 €
Prix TTC	249,31 €
Stock	Plus que 1 en stock

Description

Ce siège permet de se transférer dans la baignoire et de se doucher assis en toute sécurité. l'assise pivote sur 360° et se bloque tous les 90° grâce à une manette souple. Très stable grâce à ses patins en caoutchouc et à ses 2 axes de stabilisation. structure aluminium, visserie inox, assise polyéthylène haute densité : à la fois robuste et léger, il ne rouille pas.

Poids: 4 kg

Largeur d'assise: 42 cm

Profondeur d'assise: 39 cm

Largeur totale (hors tout): 71 cm

Largeur entre accoudoirs: 56cm

Poids maximum utilisateur: 110 kg

Afbeeldingen

