



Numéro d'article	020008
Prix HT	55,50 €
Prix TTC	67,16 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

Tampons de gaze hydrophile, constitués de deux couches de gaze maintenues ensemble par une bande élastique. La forme ronde facilite la prise en main de l'instrument de soins et réduit le risque que l'instrument entre en contact avec la plaie. Absorption des fluides.

Les tampons de gaze sont polyvalentes

En raison de leur grande capacité d'absorption, ils conviennent notamment pour éliminer le sang, les sécrétions, l'eau et les saletés des plaies. Les compresses de gaze sont particulièrement adaptées à une utilisation en salle d'opération car, grâce à un procédé de fabrication spécial, elles ne perdent aucun fil ni aucune fibre. La forme ronde facilite la prise en main de l'instrument et réduit le risque de contact avec la plaie.

Ne pas perdre de fils ou de fibres

Les écouvillons tordus sont souvent utilisés pour le traitement des plaies. Il s'agit de gaze dont les bords coupants sont tournés vers l'intérieur, ce qui empêche les extrémités de s'effiloche. Grâce à leur matériau absorbant, les déppers torsadés conviennent pour

absorber le liquide de la plaie et appliquer un désinfectant. Les cerfs-volants les plus communs sont de la taille d'une prune, ces cerfs-volants Lohmann & Rauscher ont une taille de +/- 30-35 mm.

Domaines d'application des tampons de gaze

- Absorption de fluides corporels pendant les opérations chirurgicales.
- Soins postopératoires des plaies à l'hôpital ou à domicile.
- Soins des plaies chroniques (ulcères de jambe, escarres, etc.).
- Pour le nettoyage des plaies
- Pour la désinfection de la peau

Caractéristiques

Les tampons de gaze ont une grande capacité d'absorption. Aucune perte de fil ou de fibre. Facile à tenir. Constitué de 2 couches. Outre les compresses non stériles, nous proposons également [des tampons de gaze stériles dans notre gamme](#). Ils sont disponibles en paquets stériles de 3 ou 5.