

Compresse non tissée EMBRA - Stérile - 7,5 x 7,5cm - 70 x 2 pièces

08/10/2025 04:47:00



Numéro d'article	020296
Prix HT	3,30 €
Prix TTC	3,99 €
Stock	en stock

Description

Compresse stériles non tissées conditionnées par 2 pièces. Idéal pour couvrir les plaies et absorber les exsudats.

Extrêmement doux et doux pour la peau

Ces compresse non tissées stériles sont constituées d'un tissu non tissé extrêmement doux et agréable pour la peau. Ils sont respirants, très absorbants et peuvent être utilisés de plusieurs façons. Les compresse non tissées se composent de 4 couches composées à 65 % de viscose et à 35 % de polyester. Ils sont emballés prêts à l'emploi par 2 pièces.

La compresse non tissée colle moins vite

Les pansements non tissés stériles peuvent être utilisés comme pansement. Un pansement non tissé adhère moins rapidement à la plaie qu'un pansement de gaze. Lorsque la fermeté de la compresse est importante, une compresse non tissée est préférée.

Comment utiliser des compresses non tissées?

Avec une compresse non tissée, vous nettoyez les plaies et les bords des plaies. Vous pouvez également l'utiliser comme pansement stérile pour les plaies sèches ou légèrement humides. Le pansement polaire est absorbant et maintient la plaie au sec. Les dimensions de la compresse sont de 10x10cm ou 5x5cm.

Une compresse non tissée est fixée sur la plaie avec un pansement ou un pansement de fixation. Vous choisissez une bande non élastique si la compresse non tissée est appliquée sur les parties du corps qui ne bougent pas, ou une bande élastique dans le cas des parties du corps en mouvement. Laissez le pansement tomber généreusement sur les bords du pansement non tissé pour empêcher les débris de pénétrer dans la plaie. Même application pour un plâtre de fixation.

Comprend des compresses non tissées

- Compresses stériles hautement absorbantes
- Doux et doux pour la peau
- Respirant
- 4 couches
- Prêt à l'emploi
- Fait de 65% viscose et 35% polyester
- Idéal pour les soins externes des plaies
- Emballage stérile par 2 pièces
- En boîte de
 - 5 x 5 cm: 70 x 2 pièces
 - 10 x 10 cm: 25 x 2 pièces

Vous pouvez retrouver toutes nos compresses non tissées non stériles [ici](#).