



Numéro d'article	020506
Prix HT	1,46 €
Prix TTC	1,77 €
Stock	en stock

Description

Ecouvillons en bois 15cm - 1 embout - 100 pièces Ces ecouvillons en bois sont des cotons-tiges stériles de haute qualité qui garantissent une sécurité optimale pour les patients. Ces bâtonnets sont dotés d'un côté d'un coton-tige de 4 mm fermement enroulé et d'un manche en bois de 2,2 mm de diamètre, ce qui garantit une prise en main ferme et une utilisation précise. Ces bâtonnets sont pré-stérilisés et emballés, ce qui permet de réduire les germes et d'assurer la sécurité des patients. Caractéristiques :

- Manche en bois Ø 2,2 mm
- Petit bâtonnet d'écouvillon Ø 4 mm
- Emballage stérile pour une sécurité maximale
- Qualité supérieure pour un usage médical

Choisissez les bâtonnets d'écouvillon Meditip Clean pour des applications de soins de santé fiables, stériles et hygiéniques !