



Ethilon 4-0 - 45cm - Noir - Avec aiguille de 19mm et 3/8C - par pièce

08/10/2025 09:28:16



Numéro d'article	09652
Prix HT	3,49 €
Prix TTC	4,22 €
Stock	en stock

Description

Ethilon 4-0 - 45cm - Noir - Avec aiguille de 19mm et 3/8C - par pièce

Les fils de suture Ethilon de la marque Ethicon sont réputés pour leur surface exceptionnellement lisse et résistante, qui limite la prolifération des bactéries.

De plus, ces fils sont très élastiques et faciles à nouer.

Caractéristiques

- Longue durée de conservation (5 ans)
- Stérile

- Non résorbable
- Aiguille à tranchant inversé de 19 mm, courbure 3/8 de cercle