



Numéro d'article	063065
Prix HT	24,85 €
Prix TTC	30,07 €
Stock	Plus que 5 en stock

Description

Finger bob est un pansement tubulaire prêt à l'emploi et donc facile à appliquer sur un pansement ou une compresse.

Ce pansement tubulaire pour doigt sert à protéger le doigt et/ou maintenir un pansement en place tout en conservant votre liberté de mouvement. En raison de sa bonne extensibilité, il convient à toutes les tailles de doigts.

Finger bob: Lisse et rapide à appliquer

En cas de blessure au doigt, il est important de bien protéger la plaie. Le fingerbob est prêt à l'emploi et donc facile à appliquer sur un pansement ou une compresse. En quelques instants, il est roulé sur le doigt, qui est alors complètement recouvert.

Bref, un bandage roulé pratique en textile élastique, fait pour le doigt, qui fixe de manière optimale un pansement. L'élasticité garantit que le pansement reste bien fixé tout au long de la journée, même si vous travaillez intensivement avec vos mains.

Comment utilisez-vous le Finger bob?

- Déroulez l'anneau inférieur du bandage pour le doigt sur le doigt.
- Faites pivoter le haut à 360°.
- Déroulez le deuxième anneau sur la première couche.

Caractéristiques

Ce bandage pour les doigts est fait de coton extensible et respirant et est disponible en blanc. Il existe également une variante en caoutchouc (préservatifs pour les doigts). Disponible en 50 pièces blanches, 100 pièces bleues et 50 pièces colorées