



Numéro d'article	020780
Prix HT	16,23 €
Prix TTC	19,64 €
Stock	en stock

Description

Film autocollant transparent, transparent, transparent et imperméable sur rouleau pour la fixation complète des pansements, sondes, cathéters et tubes pour plaies.

Le film imperméable permet aux patients de prendre une douche et/ou un bain sans protection supplémentaire.

La feuille de fixation convient donc également à la fixation de bandages pour les patients incontinents. Le film protège l'environnement de la plaie contre la saleté, l'humidité et les bactéries de l'extérieur. La perméabilité à la vapeur d'eau du film réduit le risque d'adoucissement de la peau. Le matériau support, le polyuréthane et la couche adhésive acrylique rendent le film de fixation transparent résistant aux chocs et adapté aux patients à la peau sensible. Le film est souple et s'adapte à la forme du corps. Le film de fixation n'a pas besoin d'être retiré pour l'examen radiologique.

Indications:

- Maintien de pansements notamment de grandes dimensions
- Protection cutanée avant traitement fonctionnel du pied-bot
- Réalisation de pansements compressifs
- Fixation de matériels de soins

Caractéristiques:

- Support tissé rigide hautement résistant à la traction
- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau : macération limitée
- Masse adhésive acrylique haute tolérance cutanée
- Bonne adhésivité
- Ablation indolore