



| | |
|-------------------------|----------|
| Numéro d'article | 410009 |
| Prix HT | 2,70 € |
| Prix TTC | 3,27 € |
| Stock | en stock |

Description

HEKA pansement compressif - stérile - 10 x 12cm - par pièce

Le pansement en rouleau HEKA est un dispositif de pansement fiable et stérile, spécialement conçu pour couvrir rapidement et efficacement les plaies saignantes.

Avec des dimensions de 10 x 12 cm, ce pansement offre un équilibre idéal entre couverture et facilité d'utilisation, ce qui le rend indispensable dans toute trousse de premiers secours, cabinet médical, service d'ambulance ou environnement sportif.

Caractéristiques

- Composé d'un coussin absorbant fixé à une bande élastique
- Le coussin est doté d'une couche non adhérente

- Le pansement est conditionné dans un emballage stérile
- Le pansement est hypoallergénique et respectueux de la peau