

Hekasoft Compresses non tissées - Stériles - 10 x 10cm (100 x 1 compr. par boîte)

08/10/2025 00:55:52



Numéro d'article	020281
Prix HT	8,47 €
Prix TTC	10,25 €
Stock	en stock

Description

La compresse non tissée est utilisée pour nettoyer la plaie et la peau environnante. Il sert également de couverture stérile pour les plaies sèches ou légèrement hydratantes. Il est doux et souple, ce qui le rend confortable.

La capacité d'absorption est élevé et le taux d'absorption est bon.

Comme l'humidité absorbée est rapidement absorbée dans le noyau, le pansement non tissé adhère moins rapidement à la plaie. En conséquence, la cicatrisation est à peine perturbée. La compresse NW est donc préférable à une compresse de gaze lorsqu'il s'agit de couvrir des plaies hydratantes. Le pansement peut être fixé avec un adhésif, un pansement de fixation ou un bandage.