

<b>Numéro d'article</b>	020790
<b>Prix HT</b>	46,81 €
<b>Prix TTC</b>	56,64 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

Chez Leukoplast, ils sont convaincus que les soins de plaies méritent une approche sur mesure. Les produits skin sensitive possèdent une couche adhésive en silicone et offrent une solution aux patients dont la peau est particulièrement sensible ou fragile.

## Destinée à fixer les pansements de grand format ou sur de larges surfaces

- Peut aisément être adaptée à la taille souhaitée
- Convient particulièrement pour les parties mobiles du corps
- Design du produit reconnaissable

## Hypafix skin sensitive siliconé qui protège la peau fragile

La couche adhésive de silicone permet de retirer le pansement sans douleur et prévient les dommages cutanés ("larmes de la peau") Le Hypafix Skin Sensitive est également facilement repositionnable.

Le soin des plaies doit s'adapter aux besoins des patients. Les produits Hypafix skin sensitive sont la solution idéale pour les peaux particulièrement sensibles ou abîmées

- Les patients plus âgés, un groupe qui ne cesse de croître et présente souvent une peau très fragile
- Les patients dont le peau a été particulièrement fragilisée par la maladie, les médicaments ou des traitements de longue durée

- Les bébés et les enfants très jeunes dont le développement de la peau n'est pas terminé et qui présentent donc une peau très sensible

## Avantages

- Fixation fiable avec une charge faible sur les peaux très sensibles et fragiles
- Enlèvement atraumatique, laisse la peau intacte
- Empêche les lésions cutanées dues aux couches adhésives
- Matière perméable à l'air empêchant le ramollissement de la peau
- Facile à appliquer
- Peut être réappliqué sans affecter la peau et sans perte d'adhérence
- Facile à libérer si le produit colle ensemble
- Radiotransparent