



Numéro d'article	094010
Prix HT	76,62 €
Prix TTC	92,71 €
Stock	Plus que 5 en stock

Description

Les pansements Leukostrip sont fabriqués à 100 % en polyamide avec une couche adhésive hypoallergénique qui permet une fermeture de plaie presque indolore. Le matériau est élastique et s'étire en cas de gonflement. Le Leukostrip reprend sa forme initiale une fois que le gonflement s'est résorbé. En remplaçant les sutures le troisième jour postopératoire par une suture de plaie à l'aide de Leukostrip, la cicatrice au niveau de l'ouverture d'insertion est minimisée afin d'éviter autant que possible un "effet de fermeture éclair" inesthétique. Leukostrip peut également être combiné avec des sutures sous-cutanées ou intracutanées ou utilisé en plus des agrafes.

Avantages de Leukostrips

- Flexible
- Aide à protéger la blessure contre les forces de traction et de cisaillement.
- Perméable

- Le Leukostrip est perméable à l'air et à la vapeur d'eau et réduit donc le risque de macération.
- Hypoallergénique
- La couche adhésive microporeuse est hypoallergénique, ce qui réduit le risque de réactions allergiques.
- Une adhésion fiable
- Les bandes adhèrent bien et solidement.

Indications de Leukostrips

- Fermeture primaire et secondaire de la plaie.
- Fixation de greffes de peau.
- Remplacement des sutures (en tant que traitement de suivi des sutures sous-cutanées).
- Pour soutenir et soulager la pression sur les sutures et agrafes sous-cutanées et intracutanées.