



Numéro d'article	023113
Prix HT	8,00 €
Prix TTC	9,68 €
Stock	en stock

Description

Linovera[®] soigne les peaux délicates et sensibles. Il augmente la résistance de la peau et la protège dans les zones à risque.

Il stimule la réparation capillaire, favorisant le renouvellement cellulaire épidermique.

Grâce au spray, Linovera[®] peut être appliqué proprement et facilement. Appliquer le produit sur la zone choisie de la peau et masser délicatement du bout des doigts pour assurer une répartition homogène du produit. Linovera[®] peut être appliqué deux à trois fois par jour. Linovera[®] est indiqué pour le soin des peaux fragiles et sensibles.

Linovera[®] renforce la résistance de la peau et protège les zones à risque. Linovera[®] restaure l'oxygénation tissulaire et facilite le renouvellement des cellules épidermiques. Grâce à son flacon pulvérisateur, l'application de Linovera[®] est facile et hygiénique. Pulvérisez le produit sur la zone à risque et massez légèrement par simple effleurage du bout des doigts en répartissant de façon homogène le produit. Linovera[®] s'applique 2 à 3 fois par jour.