



Numéro d'article	040617
Prix HT	7,07 €
Prix TTC	8,55 €
Stock	Plus que 8 en stock

Description

Enduit de fixation non tissé pour la fixation de bandages avec un adhésif hypoallergénique et doux pour la peau.

Pour une couverture complète des pansements et la fixation des pansements dans tous les domaines médicaux : idéal pour la fixation des pansements sur les articulations, les parties rondes et coniques du corps.

- particulièrement doux et confortable
- élastique en largeur
- particulièrement perméable à l'air et à l'humidité
- ne provoque pas de macération
- liaison fiable
- s'enlève sans douleur et sans résidus

- n'absorbe pas les rayons X
- bonne résistance au vieillissement et à la chaleur.