



<b>Numéro d'article</b>	020756
<b>Prix HT</b>	32,81 €
<b>Prix TTC</b>	39,70 €
<b>Stock</b>	Plus que 2 en stock

## Description

OpSite\* en aérosol – Pansement transparent à pulvériser

L'OpSite en aérosol est une pellicule transparente à séchage rapide, d'application facile et pratique. Il protège les petites plaies chirurgicales et les plaies superficielles sèches.

## Avantages & caractéristiques

- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
  - Le pansement OpSite en aérosol est perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Il laisse donc respirer la peau entourant la plaie, prévenant ainsi toute macération.
- Imperméable

- Il est possible d'immerger la surface cutanée sans perturber ni le pansement ni la plaie.
- Adaptable aux formes et élastique
  - Le pansement demeure intact sur les parties du corps souples ou mobiles, comme les articulations.
- Facile d'emploi et rapide à appliquer.
- Ce produit ne contient pas de propulseurs à base de chlorofluorocarbones (CFC).

## Indications

Le pansement OpSite en aérosol convient à toute une variété de petites plaies non exsudatives et de situations, notamment:

- les entailles et abrasions mineures;
- les plaies suturées sèches;
- pour l'étanchéité des drains et la fixation orthopédique extérieure (p. ex. : broches de Steinman);
- après le retrait des points de suture;
- sur les sites de vaccins;
- pour la fixation des greffes cutanées;
- pour la protection des phlyctènes;
- pour la protection de la peau contre les frictions et la prévention des phlyctènes.