



Numéro d'article	041053
Prix HT	48,06 €
Prix TTC	58,15 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

OpSite Post-Op est un pansement postopératoire unique qui combine les avantages d'un film très perméable à l'humidité avec un pansement protecteur et absorbant non adhésif et un système d'application simple. L'adhésif spécialement appliqué par OpSite Post-Op a des propriétés REACTIC™ qui réagissent à la présence d'humidité, résultant en un haut degré de perméabilité. Le film imperméable d'OpSite Post-Op permet au patient de se doucher avec le bandage. Les coins arrondis empêchent également le bandage de s'enrouler ou de se relâcher aussi rapidement que possible. Cela réduit considérablement le risque de prolifération bactérienne dans la zone de la plaie, ce qui réduit le besoin de changer le pansement. Cela fait d'OpSite Post-Op un choix rentable.

Avantages

- Imperméable à l'eau
- Imperméable aux bactéries
- Compresse non adhérente très absorbante

- Perméabilité à la vapeur d'eau plus élevée
- Film transparent
- Souple

Indications

OpSite Post-Op est indiqué pour le traitement des plaies aiguës à exsudation faible à modérée, telles que :

- Coupures, abrasions
- Plaies post-opératoires
- Brûlures mineures

Renseignements supplémentaires

Proportions	Emballage
6,5 cm x 5 cm	100 unités
9,5 cm x 8,5 cm	20 unités
12 cm x 10 cm	10 unités
15,5 cm x 8,5 cm	20 unités
20 cm x 10 cm	20 unités
25 cm x 10 cm	20 unités

[Plus d'informations: Cliquez ici](#)