



<b>Numéro d'article</b>	020741
<b>Prix HT</b>	11,29 €
<b>Prix TTC</b>	13,66 €
<b>Stock</b>	en stock

## Description

OpSite\* en aérosol – Pansement transparent à pulvériser L'OpSite en aérosol est une pellicule transparente à séchage rapide, d'application facile et pratique. Il protège les petites plaies chirurgicales et les plaies superficielles sèches.

Le pansement OpSite en aérosol est perméable à l'air et à la vapeur d'eau. Il laisse donc respirer la peau entourant la plaie, prévenant ainsi toute macération.

## Avantages & Caractéristiques

- Perméable à l'air et à la vapeur d'eau
- Imperméable; Il est possible d'immerger la surface cutanée sans perturber ni le pansement ni la plaie.
- Adaptable aux formes et élastique; Le pansement demeure intact sur les parties du corps souples ou mobiles, comme les articulations.

- Facile d'emploi et rapide à appliquer
- Ce produit ne contient pas de propulseurs à base de chlorofluorocarbones (CFC).

## Indications

Le pansement OpSite en aérosol convient à toute une variété de petites plaies non exsudatives et de situations, notamment :

- les entailles et abrasions mineures;
- les plaies suturées sèches;
- pour l'étanchéité des drains et la fixation orthopédique extérieure (p. ex. : broches de Steinman);
- après le retrait des points de suture;
- sur les sites de vaccins;
- pour la fixation des greffes cutanées;
- pour la protection des phlyctènes;
- pour la protection de la peau contre les frictions et la prévention des phlyctènes.