



Numéro d'article	094061
Prix HT	11,28 €
Prix TTC	13,65 €
Stock	en stock

Description

Le dissolvant d'agrafes peut être utilisé pour retirer presque toutes les marques d'agrafes.

L'agrafeuse cutanée est dotée de poignées en plastique et d'embouts métalliques pour un plus grand confort d'utilisation. Disponible en tant que produit stérile à usage unique.

Très facile à manipuler

Ce dispositif de retrait d'agrafes unique permet un retrait hygiénique des agrafes cutanées. Le décapant d'agrafes est très facile à manipuler grâce aux deux grands yeux. Après utilisation, le dispositif d'élimination des agrafes cutanées jetable est jeté dans un récipient jetable pour instruments à usage unique. Cela empêche de manière fiable le risque de contamination croisée et de transmission d'infections. Vous économisez également du temps et de l'argent en raison de l'absence de processus de préparation étendus.

Caractéristiques

- Dissolvant d'agrafes cutanées 1 fois
- Poignée en plastique
- Tête fonctionnelle en métal
- Grandes poignées pour une manipulation facile