



<b>Numéro d'article</b>	020223
<b>Prix HT</b>	29,11 €
<b>Prix TTC</b>	35,22 €
<b>Stock</b>	Plus que 3 en stock

## Description

Pagasling: écouvillons hautement absorbants fabriqués à partir d'un seul morceau de gaze.

### Capacité d'absorption très élevée

Presse à écouvillon de gaze selon EN14079, 24 plis; ce tampon de gaze est constitué d'un seul morceau de gaze, entrelacé de sorte que tous les bords de coupe soient solidement à l'intérieur de l'écouvillon; avec une capacité d'absorption très élevée. Matière douce, souple et absorbant rapidement. Conserve bien sa forme lorsqu'il est mouillé et ne se désintègre pas. Sans élastiques.

## **La forme ronde facilite la prise de l'écouvillon**

Les écouvillons ronds sont des écouvillons de gaze stériles. La forme ronde permet de saisir plus facilement l'écouvillon avec un outil de toilette pour réduire le risque que l'outil entre en contact avec la plaie. Les écouvillons sont fournis stériles dans un paquet de 3 écouvillons. Écouvillons de gaze Pagasling pour arrêter le sang et pour le soin des plaies ainsi que pour désinfecter de grandes zones de la peau.

## Afbeeldingen

---

