



Numéro d'article	040217
Prix HT	7,08 €
Prix TTC	8,57 €
Stock	en stock

Description

Ce pansement élastique est un pansement auto-adhésif non élastique pour le traitement rapide des blessures légères.

Ce pansement non stérile, auto-adhésif, n'adhère pas à la plaie et possède une capacité d'absorption particulièrement élevée.

Ce pansement rapide est utilisé pour couvrir et protéger les petites plaies superficielles.

Caractéristiques du pansement

- Bandage élastique collant rapide avec compresse pleine longueur
- flexible et respirant
- ne colle pas dans la plaie
- application rapide sur toutes les parties du corps.