



Pince Halsted-Mosquito anatomique courbe - 12,5 cm - stérile - jetable - en métal - 5 pièces

08/10/2025 09:05:40



Numéro d'article	161051
Prix HT	14,97 €
Prix TTC	18,11 €
Stock	en stock

Description

La pince anatomique stérile Halsted-Mosquito est utilisée pour la rétention tissulaire. La pince anatomique stérile Halsted-Mosquito est une pince jetable précise en acier inoxydable de haute qualité. La pince anatomique stérile Halsted-Mosquito peut être utilisée aussi bien dans le service que dans la clinique externe. Les avantages hygiéniques de la pince anatomique stérile Halsted-Mosquito sont la haute qualité, la manipulation et le toucher des instruments réutilisables.

L'instrument Peha® a été développé en collaboration avec des experts du domaine.

Peha® signifie que la qualité, la fonctionnalité et la gamme sont parfaitement adaptées à vos besoins.

Avec l'instrument Peha®, vous n'avez pas à faire de compromis sur la sécurité.

Grâce à une étape de nettoyage spéciale et à un processus de production basé sur le processus de fabrication d'instruments réutilisables, l'hygiène et la sécurité unique des instruments Peha® sont garanties. L'instrument Peha® soulage le service central de stérilisation et s'intègre facilement dans les processus existants, ce qui en fait une alternative économique dans votre bilan. Par rapport aux instruments réutilisables, l'immobilisation plus faible du capital procure des avantages économiques supplémentaires.

L'aspect écologique reçoit également l'attention qu'il mérite avec l'instrument Peha®.

Avec l'instrument Peha®, jusqu'à 99% de l'acier utilisé est recyclé. De plus, le Peha Colour Lock® est une marque de sécurité. Ceci est particulièrement adapté aux produits médicaux, une méthode de codage par couleurs écologique et sûre pour les instruments chirurgicaux à usage unique.

Avantages des ciseaux chirurgicaux jetables

- Beaucoup moins d'immobilisation de capitaux qu'avec des instruments réutilisables
- Très économique car il élimine les coûts de retraitement, d'entretien et de réparation.
- Aucune perte
- Peut être conservé stérile pendant 5 ans
- Facile à distinguer des instruments réutilisables grâce au marquage de sécurité Peha Colour Lock® transparent.
- Facilite considérablement le travail, en particulier dans les unités de soins et le service central de stérilisation.
- Toujours à portée de main et prêts à l'emploi dans des distributeurs pratiques

Caractéristiques des ciseaux chirurgicaux jetables

- Fabriqué en acier inoxydable recyclé de haute qualité, dont la composition est réglementée par des normes internationales.
- Élimination facile grâce à la logistique des déchets existante, donc aucune manipulation supplémentaire n'est nécessaire.
- Le label de sécurité Peha Colour Lock® est également écologiquement responsable : il contient moins de solvant et est donc plus respectueux de l'environnement que les marques peintes traditionnelles.
- Utilisation unique, donc pas de risque de contamination croisée

- Pas de résidus, qui peuvent se produire avec des instruments réutilisables malgré le nettoyage.
- Pas de perte de fonctionnalité
- Se distingue nettement des instruments réutilisables grâce au marquage clair des produits jetables avec le marquage de sécurité Peha Colour Lock®.

L'instrument Peha® prend la sécurité très au sérieux

- L'étape de nettoyage validée, selon les directives de l'Institut Robert Koch (RKI), renforce la protection contre la corrosion.
- Cela réduit considérablement le risque de corrosion si l'instrument Peha® est retiré par inadvertance.
- Le processus de nettoyage avant l'application de la couleur garantit l'hygiène et la sécurité unique de l'instrument Peha®.
- L'instrument Peha® avec marquage de sécurité Peha Colour Lock® reste biocompatible.